

AIDIAN



Raske, enkle og nøyaktige hurtigtester.

bioLytical Laboratories INSTI®

Raske, enkle og nøyaktige hurtigtester.

INSTI® tester

INSTI®-testene er en gruppe kvalitative in vitro-diagnostiske hurtigtester for påvisning av antistoffer i fullblod, blod fra fingerstikk, serum eller plasma. INSTI®-testene har en unik flyt teknologi som muliggjør et umiddelbart og pålitelig testresultater. INSTI®-tester er ment til bruk av opplært helsepersonell i helsefaglige miljøer, og gir et pålitelig testresultat på 60 sekunder.

- Spesifisitet og sensitivitet $\geq 99\%$
- Innebygd prosedyrekontroll for IgG-påvisning
- Lansett, pipette og desinfeksjonsserviett inkludert
- Ikke behov for tidtaker

Multiplex HIV-1/HIV-2/Syphilis antistofftest

En prøve, et minutt, to resultater.



HIV-1/HIV-2 antistofftest

Verdens hurtigste HIV-test.



HCV antistofftest

Den første ett minuts hepatitt C antistofftesten.



Kontaktinformasjon

Aidian Norge AS

info@aidian.no / +47 66 78 56 30

For bestillinger: ordre@aidian.no

www.aidian.no

Produkt	Produktnr.	Bestillingsnr.
INSTI® HIV-1/HIV-2 Antibody test, 1 stk.	90-1015	146149
INSTI® Multiplex HIV-1/HIV-2 Syphilis test, 1 stk.	90-1028	147733
INSTI® HCV Antibody test, 1 stk.	90-1062	155014
INSTI® HIV-1/HIV-2 Control, 20 tester	90-1036	149874
INSTI® SYPH Control, 20 tester	90-1032	154850
INSTI® HCV Test Controls, 20 tester	90-1067	155110
INSTI® MICROSAFE® pipettes, 100 stk.	1050-100	155111

AIDIAN